

# STEEMA

RETROPUBIC SLING SYSTEM

AGUJA CON DISEÑO  
ERGONÓMICO

FACIL  
POSICIONAMIENTO

BAJA  
ELASTICIDAD



**SISTEMA RETROPÚBICO PREMIUM  
DE SLING SUBURETRAL** para el  
tratamiento de incontinencia urinaria  
de esfuerzo femenina.



# La solución mas completa para tratar la IUE en **procedimientos retropubicos.**



## **BRAZO CONECTOR VERDE**

Garantiza un contraste adecuado durante la cistoscopia.



## **PUNTA DE LA AGUJA**

Su diseño facilita el pasaje de la aguja.

## **DIÁMETRO DE LA AGUJA**

La aguja de 3,6 mm permite un pasaje controlado y seguro a través del espacio retropúbico.

## Maniobra **de tres pasos**

REFERENCIAS DE POSICIÓN **HIGHLIGHT**





# Sistema retropúbico premium de sling suburetral para el tratamiento de la IUE femenina.

Diseñado para brindar un procedimiento efectivo y seguro.



## PESTAÑA DE POSICIONAMIENTO

Proporciona un posicionamiento fácil y controlado del sling.

## SLING DE POLIPROPILENO TIPO I

Bordes termosellados que proporcionan un mejor soporte estructural. Sling de baja elasticidad.

## FUNDA PROTECTORA

Minimiza la fricción y el daño a los tejidos durante el paso del sling.



## MANGO ERGONÓMICO

El diseño ergonómico garantiza una maniobra precisa y controlada.

## REFERENCIAS DE POSICIÓN

Ofrecen una referencia a la posición de la punta de la aguja durante las maniobras a ciegas.

## COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE SLING RETROPÚBICOS

CARACTERÍSTICA	GYNECARE TVT EXACT SYSTEM <sup>1</sup>	ADVANTAGE FIT SYSTEM <sup>2</sup>	STEEMA RETROPUBIC SLING SYSTEM <sup>3</sup>	ATRIBUTO DIFERENCIAL
RADIO DE LA AGUJA	106.5 mm	82.5 mm	106.2 mm	Diseñado para rodear adecuadamente el pubis y reducir potencialmente la posibilidad de lesiones.
COLOR DE BRAZOS CONECTORES	Blanco	Azul	Verde	Garantiza el mejor contraste durante la cistoscopia.
PESTAÑA DE POSICIONAMIENTO	NO	SI	SI	Proporciona un posicionamiento fácil y controlado del sling.
FUERZA DE PASAJE DEL SLING <sup>4</sup>	15.8 N	17.3 N	12.1 N	Diseñado para brindar un pasaje suave durante el posicionamiento del sling.
ÍNDICE DE ELASTICIDAD DEL SLING <sup>5</sup>	3.7 mm/N	11.1 mm/N	2.9 mm/N	Alta resistencia a la deformación, lo cual evita un posible daño uretral.

## INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

STEEMA RETROPUBIC SLING SYSTEM:

**CÓDIGO DEL PRODUCTO: KIT-STEEMA-VS**

1 | AGUJA RETROPÚBICA STEEMA CON MANGO

1 | SLING STEEMA

1 <http://www.ethicon.com/healthcare-professionals/products/uterine-pelvic/incontinence-slings/gynecare-tvt-exact-continencesystem#!description-and-specs>.

2. Información publicada por Boston Scientific: Ref.: WH-64918-AB FEB/2015

3. Datos en archivo. Propiedades de diseño de sling de Promedon.

4. Datos en archivo. Tamaño de la muestra de la prueba de banco: n=15. Es posible que los resultados de estos estudios no predigan los resultados en otros casos.

5. Datos en archivo. Prueba de banco. Es posible que los resultados de estos estudios no predigan los resultados en otros casos.



B-30-82(01)/20-FEB-2019

CE 0197